



**ES - 150**

## **ELECTROSHOCK**

EQUIPO DE REDUCIDAS DIMENSIONES QUE PERMITE TRABAJAR CON TODAS LAS TENSIONES DESDE 40 A 150 VOLT.  
TIMER AJUSTABLE DE 0 A 60 SEGUNDOS CON DISPARO MANUAL Y PRODUCCIÓN DEL OPERADOR.  
CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE.

TRANSFORMADOR ESPECIALMENTE FABRICADO PARA APLICACIONES MEDICAS.  
TENSIONES DE SALIDA: 25 – 50 – 75 – 90 – 100 – 110 – 125 – 140 – 150 VOLTS.  
TIMER AJUSTABLE DE 0 A 70 SEGUNDOS.  
DISPARO MANUAL, DESDE EQUIPO.  
RESET PARA DETENCIÓN DE EMERGENCIA Y AJUSTE DE NUEVO TIEMPO DE DESCARGA.  
INDICADOR LUMÍNICO DE TIEMPO DE DISPARO.

ACCESORIOS INCLUIDOS: UNA BINCHA CON ELECTRODOS DE PACIENTE PARA DESCARGA, UN POTE DE GEL CONDUCTOR, UNA JERINGA DESCARTABLE PARA LA COLOCACIÓN DEL GEL Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 220/110 VOLTS.



**Av. Chorroarín 1430 - C.A.B.A. - CP.:1427 - Buenos Aires - Argentina**  
**Tel/Fax: 54-11-4554-1912/5402**

**[www.neutronic.com.ar](http://www.neutronic.com.ar) [ventasneutronic@neutronic.com.ar](mailto:ventasneutronic@neutronic.com.ar)**

NEUTRONIC se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.  
Las imágenes son ilustrativas, Neutronic se reserva el derecho de modificar las mismas.