




BAJO COSTO, AMPLIA DURABILIDAD
ELECTRODOS DE SUPERFICIE DE COPA ORIFICADOS



CONECTORES:
PIN BANANA
PIN AMERICANO
PIN PROTEGIDO

CABLE DE VARIAS MEDIDAS DE EXTENSION



IDEAL PARA ESTUDIOS
PROLONGADOS
ADHESIVA, SOLUBLE
AL AGUA
Y HIPOALERGENICA
PASTA CONDUCTORA
PARA ELECTRODOS
PC-1000



SISTEMA DE LENTES PARA OPTO
ESTIMULACION
COLOR DE LUMINOSIDAD BLANCO



SISTEMA RAPIDO Y
LIMPIO DE COLOCACION
DE ELECTRODOS



SCALP ERGONÓMICO
GN-2000
CON JERINGA PARA
COLOCAR EL GEL
TAMAÑO MEDIANO Y
GRANDE

MAXIMA CONDUCCION, MINIMA CORROSION

GEL CONDUCTOR PARA SCALP GC-1000



SENSOR BUCO NASAL
ADULTO Y
PEDIATRICO



SENSOR DE RONQUIDO



SENSOR TORAXICO Y ABDOMINAL
ADULTO



SENSOR DE OXIMETRÍA
TIPO "DEDAL"



TIPO "Y"



SENSOR TORAXICO Y ABDOMINAL
PEDIATRICO



BATERIA RECARGABLE BR-4800

AUTONOMÍA DE 48 HORAS. PARA REALIZAR ESTUDIOS EN TERAPIA
INTENSIVA. PERMITE REALIZAR ESTUDIOS SIN LA NECESIDAD DE LA
CONEXIÓN A TIERRA. IDEAL PARA TRABAJAR EN LUGARES CON
INTERFERENCIA (ALTERNA) Y TERAPIA INTENSIVA (UTI).



Av. Chorroarín 1430 - C.A.B.A. - CP.:1427 - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: 54-11-4554-1912/5802

www.neutronic.com.ar ventasneutronic@neutronic.com.ar

NEUTRONIC se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.
Las imágenes son ilustrativas, Neutronic se reserva el derecho de modificar las mismas.

Los accesorios e insumos que se entregan con equipos, están detallados en las características técnicas de cada uno.