



## CROMOTERAPIA DIGITAL LD-5



Alimentación 110-220 volt.

Colores de destello: Blanco - Rojo - Azul - Amarillo - Verde.

Posición de destello: Ojo Izquierdo - Ojo Derecho - Ojo Izquierdo y Ojo Derecho - Alternado.

Potencia variable: X1 - X2

Frecuencia de destello variable: 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ciclos/seg.

Frecuencia de destello Posición Alternado: 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 ciclos/seg.

Accesorios incluidos:

Un opto estimulador (Google), un cable de interconexión y un cable de alimentación.



**Av. Chorroarin 1430 - C.A.B.A. - CP.:1427 - Buenos Aires - Argentina**

**Tel/Fax: 54-11-4554-1912/5802**

**[www.neutronic.com.ar](http://www.neutronic.com.ar) [ventasneutronic@neutronic.com.ar](mailto:ventasneutronic@neutronic.com.ar)**

NEUTRONIC se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.

Las imágenes son ilustrativas, Neutronic se reserva el derecho de modificar las mismas.

Los accesorios e insumos que se entregan con equipos, están detallados en las características técnicas de cada uno.