



## OPTOESTIMULADOR DIGITAL 00-5



Diseñado para realizar estimulación especial.  
Alimentación 110-220 volt.  
Cinco Colores de destello: Blanco - Rojo - Azul - Amarillo - Verde.  
Doble Potencia lumínica.  
Frecuencia de destello variable: 0,5 a 27 c/seg.

Accesorios incluidos:  
Un opto estimulador (Google), un cable de interconexión y un cable de alimentación.



**Av. Chorroarin 1430 - C.A.B.A. - CP.:1427 - Buenos Aires - Argentina**  
**Tel/Fax: 54-11-4554-1912/5802**

**[www.neutronic.com.ar](http://www.neutronic.com.ar) [ventasneutronic@neutronic.com.ar](mailto:ventasneutronic@neutronic.com.ar)**

NEUTRONIC se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.

Las imágenes son ilustrativas, Neutronic se reserva el derecho de modificar las mismas.

Los accesorios e insumos que se entregan con equipos, están detallados en las características técnicas de cada uno.