




NEUTRONIC

VIDEO EEG



COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS NEUTRONIC ULTIMA GENERACION

Con el uso de la opción de VIDEO EEG, versión avanzada del EEG, se pueden grabar en forma sincrónica, la película de vídeo y la señal de audio desde el micrófono de la cámara.

Esta característica de monitorización de VIDEO EEG en todo el estudio, proporciona sincronismo y posicionamiento rápido a cualquier momento del registro de EEG.

La reproducción de video y señales registradas facilita un análisis eficaz de todo el registro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Definición seleccionable en diferentes tamaños de Imagen.

Sincronización con el estudio.

Grabacion total o parcial (x segmentos) del estudio.

Revisión automática y manual.

Video editable por programas estándar.

Capacidad dependiente del disco rígido.

Av. Chorroarín 1430 - C.A.B.A. - CP.:1427 - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: 54-11-4554-1912/5402

www.neutronic.com.ar ventasneutronic@neutronic.com.ar

NEUTRONIC se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.
Las imágenes son ilustrativas, Neutronic se reserva el derecho de modificar las mismas.